





**IT - INDICAZIONE D'USO:** Salviette imbevute con una soluzione alcolica disinfettante e detergente per la rapida disinfezione di piccole superfici di dispositivi medici.

**Confezioni:** barattolo da 120 salviette (13 x 19 cm)

**PRINCIPI ATTIVI:** 100 g di soluzione disinfettante contengono 34,4 g di etanolo, 14 g di isopropanolo, eccipienti e fragranza.

**CONTRAINDICAZIONI:** Nessuna controindicazione conosciuta.

**AVVERTENZE:** Si consiglia di provare sempre il prodotto su una zona limitata prima di procedere su tutta la superficie. Utilizzare le salviette entro 30 giorni dall'apertura della confezione. Non riutilizzare una salvietta, ciò potrebbe causare perdita di efficacia e contaminazione crociata. Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. In caso di contatto con gli occhi sciogliete accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciogliere. Se irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Può provocare una reazione allergica. Se durante l'uso si verificano irritazioni, arrossamenti o altri segni di ipersensibilità, interrompere l'utilizzo e consultare un medico.

**PRECAUZIONI:** Indossare guanti, protezione per gli occhi e il viso. Lasciare accuratamente le mani dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente e smaltire in conformità alle norme locali.

**EFFETTI COLATERALI:** Non sono stati riscontrati effetti collaterali.

**ISTRUZIONI PASSO PASSO:** Seguire le illustrazioni di cui sopra per la prima apertura del barattolo. Strofinare accuratamente tutta la superficie da disinfettare e lasciare asciugare.

**SPETTRO D'AZIONE:**

Attività*	Norme**	Tempi (minuti)
Virucida	EN 14476 (test su Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus, inclusi HIV, HBV, HCV, HT1N1, H5N1, tutti i virus influenzali tipo A umani e animali)	1
Battericida	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Fungicida	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tubercolicida	EN 14348, EN 14563 (M. terre)	5

\*Norme riferite alla soluzione. Test effettuati in condizioni di spacer.

Efficacia di abbattimento delle salviette (Metodo prEN 16615, 10° contatto): R->4log vs. S.aureus, E.hirae. R->3log vs. C.albicans, Paeruginosa

**OSSERVAZIONI IMPORTANTI:** Le eventuali informazioni rilasciate in qualsiasi modo, anche durante le dimostrazioni, non rappresentano deroghe alle istruzioni d'uso. L'operatore è tenuto a controllare se il prodotto è idoneo all'applicazione preventiva. L'azienda non potrà essere ritenuta responsabile dei danni, anche di terzi, che siano conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni o dell'inidoneità all'applicazione e, comunque, nei limiti del valore dei prodotti forniti.

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

**EN - INDICATIONS FOR USE:** Wipes dampened with an alcoholic disinfectant solution and detergent for rapid disinfection of small medical device surfaces.

**Packaging:** tub of 120 wipes (13 x 19 cm).

**ACTIVE INGREDIENTS:** 100 g disinfectant solution containing 34.4 g ethanol, 14 g isopropanol, excipients and fragrance.

**CONTRAINDICATIONS:** No known contraindications.

**WARNINGS:** It is advisable to always try the product on a limited area before proceeding across the entire surface. Use wipes within 30 days of opening the package. Do not reuse wipes as doing so could result in loss of efficacy and cross-contamination. Flammable liquid and vapours. Causes serious eye irritation. In case of contact with eyes, rinse thoroughly for several minutes. Remove any contact lenses if easy to do so. Continue rinsing. Consult a doctor if you experience serious effects. Contains: (R)-P-MINT-1,8-DIENE. May cause an allergic reaction. Stop using and consult a doctor if irritation, redness or other signs of hypersensitivity occurs during use.

**PRECAUTIONS:** Wear gloves and eye and face protection. Wash hands thoroughly after use. Keep away from heat, sparks, open flames and hot surfaces. Do not smoke. Keep container tightly closed. Do not litter. Dispose of product according to local regulations.

**ADVERSE REACTIONS:** No adverse reactions have been found.

**STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS:** Follow the above illustrations when first opening the tub. Thoroughly scrub all surfaces to be disinfected and let dry.

**RANGE OF ACTION:**

Activity**	Standards*	Time (minutes)
Virucidal	EN 14476 (test on Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus, including HIV, HBV, HCV, HT1N1, H5N1, all influenza viruses type A humans and animals)	1
Bactericidal	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Fungicidal	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberculocidal	EN 14348, EN 14563 (M. terre)	5

\*Standards related to the solution. Tests carried out in dirty conditions.

Abatement effectiveness of wipes (Method prEN 16615, 10° contact): R->4log vs. S.aureus, E.hirae. R->3log vs. C.albicans, Paeruginosa

**IMPORTANT REMARKS:** Any information provided in any way, including during the demonstrations, does not replace the instructions for use. The operator is responsible for ensuring that the product is suitable for its expected application. The Company shall not be held liable for damages, including those of third parties, which are the consequence of a failure to follow instructions or unsuitability for application and, in any case, within the value limits of the products supplied.

**FOR PROFESSIONAL USE ONLY**

**FR - INDICATIONS D'UTILISATION:** Lingettes imbibées d'une solution à l'alcool désinfectante et nettoyante pour la désinfection rapide des petites surfaces de dispositifs médicaux.

**Emballage:** pot de 120 lingettes (13 x 19 cm).

**PRINCIPES ACTIFS:** 100 g de solution désinfectante contiennent 34,4 g d'éthanol, 14 g d'isopropanol, excipients et parfum.

**CONTRA-INDICATIONS:** Aucune contre-indication connue.

**MISES EN GARDE:** Il est conseillé de toujours essayer le produit sur une zone restreinte avant de procéder sur toute la surface. Utiliser les lingettes dans les 30 jours qui suivent l'ouverture du pot. Ne pas utiliser une même lingette, cela pourrait causer une perte d'efficacité et une contamination croisée. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque de graves lésions oculaires. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement pendant plusieurs minutes. Retirer les éventuelles lentilles de contact si possible. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste, consulter un médecin. Contient: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Peut provoquer une réaction allergique. Si lors de l'application du produit, des irritations, rougeurs ou autres signes d'hypersensibilité se manifestent, cesser son utilisation et consulter un médecin.

**PRÉCAUTIONS:** Porter des gants, une protection pour les yeux et le visage. Se laver soigneusement les mains après l'utilisation. Tenir loin des sources de chaleur, étincelles, flammes libres et surfaces chaudes. Ne pas fumer. Garder le pot bien fermé. Éviter d'épandre le produit dans l'environnement et l'éliminer conformément aux normes locales.

**EFFETS COLATÉRAUX:** Ne présente aucun effet collatéral.

**INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE:** Suivre les illustrations sommairement pour la première ouverture du pot. Frotter soigneusement toute la surface à désinfecter et laisser sécher.

**SPECTRE D'ACTION:**

Activité*	Normes**	Temps (minutes)
Virucide	EN 14476 (test sur Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus, inclus HIV, HBV, HCV, HT1N1, H5N1, tous les virus grippaux de type A humains et animaux)	1
Bactéricide	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Fongicide	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberculocide	EN 14348, EN 14563 (M. terre)	5

\*Normes relatives à la solution. Tests effectués dans des conditions sales.

Efficacité de réduction des lingettes (Méthode prEN 16615 10° contact): R->4log vs. S.aureus, E.hirae. R->3log vs. C.albicans, Paeruginosa.

**OBSERVATIONS IMPORTANTES:** Les éventuelles informations, délivrées sous quelque forme que ce soit, y compris lors des démonstrations, ne constituent pas une dérogation aux instructions d'utilisation. L'opérateur doit contrôler si le produit est adapté à l'utilisation prévue. L'entreprise ne pourra être tenue responsable en cas de dommages, y compris sur des tiers, dérivant du non-respect des instructions ou d'un usage inadapté et, de toute façon, dans les limites de la valeur des produits fournis.

**EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL**

**ES - INDICACIONES DE USO:** Toallitas empapadas en solución alcohólica desinfectante y detergente para la desinfección rápida de pequeñas superficies de dispositivos médicos.

**Envases:** contenedor de 120 toallitas (13 x 19 cm).

**PRINCIPIOS ACTIVOS:** 100 g de solución desinfectante 34,4 g de etanol, 14 g de isopropanol, excipientes y fragancia.

**CONTRAINDICACIONES:** Ninguna contraindicación conocida.

**ADVERTENCIAS:** Se aconseja siempre probar el producto en una zona delimitada antes de utilizarlo sobre toda la superficie. Utilizar las toallitas en los 30 días posteriores a la apertura del envase. No reutilizar una toallita, podría perder la eficacia y causar una contaminación cruzada. Líquido y vapores inflamables. Provoca grave irritación ocular. En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente durante varios minutos. Si se llevan lentes de contacto, se aconseja su retirada siempre que sea factible. Continuar aclarando. Si la irritación de los ojos persiste, consultar con un médico. Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Puede provocar una reacción alérgica. Si durante el uso se producen irritaciones, enrojecimientos u otros signos de hipersensibilidad, interrumpir su uso y consultar con un médico.

**PRECAUCIONES:** Usar guantes y protecciones para los ojos y el rostro. Después de su uso lavar con cuidado las manos. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas libres y superficies calientes. No fumar. Mantener el producto bien cerrado. Evitar esparcir el producto al medioambiente y eliminarlo conforme a las normas locales.

**EFEITOS COLATERALES:** No se han encontrado efectos colaterales.

**INSTRUCCIONES PASO A PASO:** Seguir las instrucciones de arriba cuando se abre el contenedor por primera vez. Frotar cuidadosamente toda la superficie a desinfectar y dejar secar.

**ESPECTRO DE ACCIÓN:**

Actividad*	Normas**	Tiempos (minutos)
Virucida	EN 14476 (test en Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus, incluidos HIV, HBV, HCV, HT1N1, H5N1, todos los virus de la gripe tipo A humanos y animales)	1
Bactericida	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Fungicida	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberculicida	EN 14348, EN 14563 (M. terre)	5

\*Normas referidas a la solución. Pruebas realizadas en condiciones de suciedad.

Eficacia de eliminación de las toallitas (Método prEN 16615, 10° contacto): R->4log vs. S.aureus, E.hirae. R->3log vs. C.albicans, Paeruginosa.

**OBSERVACIONES IMPORTANTES:** La información que se proporciona, en cualquiera de sus formas, por ejemplo durante las demostraciones, no exime del cumplimiento de las instrucciones de uso. El operador debe controlar si el producto es apto para la aplicación pretendida. La empresa no se responsabiliza de daños, incluso a terceros, que sean consecuencia del incumplimiento de las instrucciones, o de una aplicación incorrecta o de su utilización fuera de los límites y usos previstos para los productos suministrados.

**SOLO PARA USO PROFESIONAL**

**DE - ANWENDUNGSWEISE:** Mit einer alkoholischen, desinfizierenden und reinigenden Lösung befeuchtete Tücher für die schnelle Desinfektion kleiner Oberflächen von medizinischen Geräten.

**Verpackungen:** Dose mit 120 Tüchern (13 x 19 cm).

**WIRKSTOFFE:** 100g der desinfizierenden Lösung enthalten 34,4 g Ethanol, 14 g Isopropanol, Inert- und Duftstoffe.

**GEGENANZEIGEN:** Keine Gegenanzeigen bekannt.

**HINWEISE:** Es wird empfohlen, das Produkt an einer kleinen Stelle auszuprobieren, bevor es auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird. Nach Öffnung der Verpackung die Tücher innerhalb von 30 Tagen verbrauchen. Tücher nicht wiederverwenden, da dies zu einem Wirkungsverlust und einer Kreuzkontamination führen könnte. Entzündliche Flüssigkeit und Dämpfe. Verursacht schwere Augenentzündungen. Bei Kontakt mit den Augen für mehrere Minuten sorgfältig ausspülen. Eventuelle Kontaktlinsen entfernen, wenn Sie dazu in der Lage sind. Weiterhin gut spülen. Wenn die Augenentzündung anhält, einen Arzt aufsuchen. Enthält: (R)-P-MINT-1,8-DIENE. Auslösung von allergischen Reaktionen möglich. Sollten während des Gebrauchs Reizungen, Rötungen oder andere Zeichen von Hypersensibilität auftreten, die Anwendung umgehend abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

**VORSICHTSMASSNAHMEN:** Handschuhe tragen, Maske zum Schutz der Augen und des Gesichts aufsetzen. Nach dem Gebrauch die Hände sorgfältig waschen. Fern von Wärmequellen, Funkenflug, offenen Flammen und heißen Oberflächen halten. Nicht rauchen. Den Behälter gut verschlossen halten. Das Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen und nach den örtlichen Vorschriften entsorgen.

**NEBENWIRKUNGEN:** Es wurden keine Nebenwirkungen festgestellt.

**ANWENDUNGS SCHRITT FÜR SCHRITT:** Wenn die Dose zum ersten Mal geöffnet wird, den obigen Darstellungen folgen. Sorgsam alle zu desinfizierenden Oberflächen waschen und trocknen lassen.

**WIRKSPEKTRUM:**

Wirkung*	Normen**	Zeiten (Minuten)
Viruzid	EN 14476 (Tests an Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus einschließlich HIV, HBV, HCV, HT1N1, H5N1, alle Grippeviren Typ A beim Menschen und Tieren)	1
Bakterizid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Fungizid	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulizid	EN 14348, EN 14563 (M. terre)	5

\*Normen beziehen sich auf die Lösung. Die Tests wurden unter Schutzverhältnissen durchgeführt.

Abtötungswirkamer der Lücher (Methode prEN 16615, 10° Kontakt): R->4log gegen S.aureus, E.hirae. R->3log gegen C.albicans, Paeruginosa.

**WICHTIGE ANMERKUNGEN:** Eventuelle Informationen, die auf irgendeine Art, auch während den Vorführungen, gegeben werden, sind nicht als Abweichungen von den Gebrauchsanweisungen zu verstehen. Der Anwender muss prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist. Das Unternehmen kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen oder durch die Untauglichkeit der Anwendung und deren Anwendung nicht innerhalb der Beschränkungen der gegebenen Produkte entstehen.

**NRU FÜR GEBERLICHEN GEBRAUCH**

**PT - INDICAÇÕES DE USO:** Toalhetes embebidos em solução alcoólica desinfectante e detergente, para a desinfeção rápida de pequenas superficies de dispositivos médicos.

**Embalagem:** pote com 120 toalhetes (13x19 cm).

**PRINCIPIOS ACTIVOS:** 100 g de solução desinfectante contém 34,4 g de etanol, 14 g de álcool isopropílico, excipientes e fragância.

**CONTRA-INDICAÇÕES:** Nenhuma conhecida.

**ADVERTÊNCIAS:** Antes de proceder com a limpeza de toda a superfície, testar sempre em uma área limitada. Utilizar os toalhetes dentro de 30 dias da abertura da embalagem. Não reutilizar os toalhetes: isto pode resultar em perda de eficácia e contaminação cruzada. Líquido e vapores inflamáveis. Provoca grave irritação ocular. Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante vários minutos. Retirar as eventuais lentes de contacto se for possível fá-lo. Lavar novamente com água em abundância. Se a irritação persistir, dirigir-se a um médico. Contém: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Pode provocar reacções alérgicas. Na ocorrência de irritações, vermelhidão ou outros sinais de hipersensibilidade, interromper o uso e consultar um médico.

**PRECAUÇÕES:** Utilizar luvas e proteções para os olhos e o rosto. Lavar cuidadosamente as mãos imediatamente após o uso. Manter ao abrigo das fontes de calor, faíscas, chamas livres e superfícies aquecidas. Não fumar. Manter a embalagem bem fechada. Não dispersar o produto no ambiente e eliminá-lo em conformidade com as normativas locais.

**EFEITOS COLATERAIS:** Não foram observados efeitos colaterais.

**INSTRUÇÕES PASSO-A-PASSO:** Observar as ilustrações anteriores para a primeira abertura da embalagem. Limpar cuidadosamente toda a superfície a desinfectar e deixar secar.

**ESPECTRO DE ACCÃO:**

Actividade*	Normas**	Tempos (minutos)
Virucida	EN 14476 (teste em Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus, com a inclusão de HIV, HBV, HCV, HT1N1, H5N1 e todos os vírus da gripe tipo A humanos e animais)	1
Bactericida	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Fungicida	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberculicida	EN 14348, EN 14563 (M. terre)	5

\*Normas referidas à solução. Testes realizados em condições de sujidade.

Eficácia de redução dos toalhetes (Método prEN 16615, 10° contacto): R->4log contra S. aureus, E. hirae. R->3log contra C. albicans, Paeruginosa.

**OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:** As informações fornecidas sob qualquer forma ou meio, mesmo durante as demonstrações, não representam uma derrogação às instruções de uso. O operador deve assegurar-se de que o produto seja adequado para a aplicação pretendida. A empresa fabricante não poderá ser responsabilizada por danos, incluindo aqueles eventualmente causados a terceiros, decorrentes da inobservância das instruções ou inapetência à aplicação e, em qualquer caso, até ao valor dos produtos fornecidos.

**SOMENTE PARA USO PROFESIONAL**

**NL - GEBRUIKSAANWIJZING:** Doekjes, doordrenkt met een desinfecterende alcoholoplossing en schoonmaakmiddel om snel kleine oppervlakken van medische hulpmiddelen te desinfecteren.

**Verpakking:** blok met 120 doekjes (13 x 19 cm).

**WERKZAME BESTANDDELEN:** 100 g desinfecterende oplossing bevat 34,4 g Ethanol, 14 g isopropanol, excipientia en geur.

**CONTRA-INDICATIE:** Er zijn geen contra-indicaties bekend.

**WAARSCHUWING:** Het product altijd op een beperkt stuk proberen voordat u verder gaat op het hele oppervlak. Gebruik de doekjes binnen 30 dagen na opening van de verpakking. Gebruik een doekje niet opnieuw, dit kan tot verlies van de werkzaamheid en kruiscontaminatie leiden. Vloerstof en brandbare dampen. Veroorzaakt een sterke irritatie aan de ogen. Bij contact met de ogen aantal minuten goed spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen wanneer dit gemakkelijk gedaan kan worden. Ga verder met spoelen.



**1U - SP05B UŽITIA:** **CHUSTEKÝ NASČONÉ ROTZOREM DEZINFIKUJÚCÍM I CZYSZČAJÚCÍM NA BAZIE ALKOHOLU DO SZYBKÝJ DEZAFEKČIJ MALÝCH PLOCHÝCH SZPRTU MEDICYNÉJ.**

**OPAKOVANIE:** pojemník 120 chusteký (13 x 19 cm).

**SUBSTANCIE AKTYVNE:** 100 g roztovru dezinfikujúcego zawiera 34,4 g etanolu, 14 g izopropanolu, substancje pomocnicze i zapač.

**PRZECIEWKAZANIA:** Niezame.

**OSTRZEŻENIA:** Przed zastosowaniem na całej powierzchni, najpierw zaleca się przetestować produkt na niewielkim obszarze. Chusteczki wykorzystywać w ciągu 30 dni od otwarcia opakowania. Nie używać wielokrotnie te samej chusteczki, gdyż może to doprowadzić do utraty skuteczności i skażenia czystości. Płynny i opary łatwopalne. Działa drażniaco na oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemywać dokładnie przez kilka minut. Jeżeli to możliwe, użyć soczewki kontaktowej. Kontynuować przemywanie. Jeśli podrażnienie oczu będzie utrzymywano, należy skonsultować się z lekarzem. Zawiera: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN. Może wywołać alergię reakcyjną. Jeśli podczas używania wystąpią podrażnienia, zaczerwienienia lub inne objawy nadrażliwości, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

**SRODKI OSTROŻNOŚCI:** Nosć okulary, środki ochraniające oczy i twarz. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, isker, otwartego ognia i gorących powierzchni. Nie palić. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Unikać uwolnienia produktu do środowiska i likwidować zgodnie z lokalnymi przepisami.

**EFEKTY UBOCZNE:** Nie wykryto żadnych skutków ubocznych.

**INSTRUKCJE KROK PO KROKU:** Postępować zgodnie z ilustracjami, powyżej opisami, podczas pierwszego otwarcia opakowania. Dokładnie przetrzeć całą powierzchnię szpratu i pozostawić do wyschnięcia.

**SPĘKTRUM DZIAŁANIA:**

Zakres działania*	Normy*	Czas pracy (minuty)
Wirusobójcze	EN 14476 (test na Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus oraz HIV, HBV, HCV, HTN1, HSN1, wszystkie ludzkie i zwierzęce wirusy grupy typu A)	1
Bakteriobójcze	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Grzybobójcze	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Prątkobójcze	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

\*Normy odnoszące się do roztworu. Testy wykonane na brudnych powierzchniach.

Skuteczność chustek do dezynfekowania skażonych powierzchni (Metoda prEN 16615, czas kontaktu 10 s): R>=4log vs S. aureus, E. hirae. R>=3log vs C. albicans, Paeruginosa.

**WAŻNE UWAGI:** Eventualne informacje uzyskane w jakikolwiek sposób, również podczas demonstracji, nie zastępują instrukcji obsługi. Operator jest zobowiązany do sprawdzenia czy produkt nadaje się do przewidzianej aplikacji. Firma nie może być odpowiedzialna za szkody, roszczenia w stosunku do osób trzecich, które są konsekwencją nieprzeznaczenia instrukcji lub zgodności aplikacji i w każdym razie, tylko w granicach wartości produktów gotowych.

**TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

**CS – NÁVOD K POUŽITÍ:** **Ubrošky navličené v dezinfekčním a čistícím alkoholovém roztoku pro rychlou dezinfekci povrchu lékařských přístrojů o malých rozměrech.**

**Balení:** nádobka obsahuje 120 ubrošků (13 x 19 cm).

**ÚČINNÉ LÁTKY:** 100 g dezinfekčního roztoku obsahuje 34,4 g etanolu, 14 g izopropanolu, pomocné látky a parfemaci.

**KONTRAINDIKACE:** Nejsou známy.

**UPOZORNĚNÍ:** Doporučujeme, abyste výrobek vždy vyzkoušeli na ohraničeném místě než ho aplikujete na celý povrch. Po otevření balení ubrošky spotřebuje do 30 dnů. Ubrošky nejsou určeny k opětovnému použití, neboť by již nemusely být dostatečně účinné a mohly by dojít ke křížové kontaminaci. Hlavička kapalina a výpary. Způsobuje vážné podráždění očí. Při výpadě kontaktu s očima si je několik minut pečlivě vyplachujte vodou. V případě použití kontaktní ochrany si očky, pokud je to proveditelné, vyjměte. Pokračujte v používání. Pokud používáte oční tvář, vyberte šlehač. Obsahuje: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN. Může způsobit alergickou reakci. Ako počas použitia dojde k podráždeniu, zčervenaniu alebo iným javom precitlivenosti, prerušite používanie prípravku a poraďte sa s lekárom.

**PREVENTIVNI OPATĚNÍ:** Používejte ochranné rukavice a ochranu očí a obličje. Po použití si ruce pečlivě umyjte. Uchovejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, isker, otevřeného ohně a zahřívajících povrchů. Nežehněte. Udržujte nádobku dobře uzavřenou. Neodhadzujte výrobek do volného prostředí a odstraňte ho v souladu s místními právními předpisy.

**VEDLEŠÍ ÚČINKY:** Vedlejší účinky nebyly zjištěny.

**POKYNY KROK ZA KROKEM:** Při prvním otevření nádobky postupujte podle výše uvedených ilustrací. Pečlivě otrepte celý povrch, který hodíte dezinfikovat, a nechte ho oschnout.

**RÁMEČ PŮSOBENÍ:**

Účinky*	Předpisy*	Doba (v minutách)
Virucidní účinky	EN 14476 (testován na poliovirus, adenovirus, parvovirus včetně HIV, HBV, HCV, HTN1, HSN1, všechny lidské i zvířecí chřipkové viry typu A)	1
Baktericidní účinky	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Fungicidní účinky	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocidní účinky	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

\*Předpisy týkající se roztoku. Testování provedeno ve zmeštném stavu.

Účinnost ubrošků při dezinfekci (Metoda prEN 16615, 10'kontakt): R>=4log vs S. aureus, E. hirae. R>=3log vs C. albicans, P.aeruginosa.

**DŮLEŽITÉ PŘIPOMÍNKY:** V případě, že by jakýmkoli způsobem výše informace, a to i během předvádění, neznamená to, že neplatí údaje uvedené v návodu k použití. Pracovník obsluhy je povinen zkontrolovat, zda je výrobek vhodný k danému použití. Firma neodpovídá za škody, způsobené i tělesní stannami, které vznikly v důsledku nedodržení pokynů nebo nevhodného použití, avšak v každém případě v mezích hodnoty daných výrobků.

**POUŽITIE PRO PROFESIONÁLNI POUŽITÍ**

**TĚ – KULLANMIN ALANLARI:** **Medikal cihazların hızlı yüzeylerini hızla dezenfekte edilmesine sağlanan, dezenfektan ve temizleyici alkol solüsyonuna istatistik mandler.**

**Paket:** 120 mendillik solüsyon (13x19 cm).

**ETKİN MADDELER:** 100 gr dezenfektan solüsyonda 34,4 g etanol, 14 g izopropanol, ekisipyanlar ve koku maddelarıdır.

**KONTRAENDİKASYONLARI:** Bilinen bir kontraendikasyon yoktur.

**UYARILAR:** Ürünün bütün yüzeyi kullanmadan önce küçük bir kısımda denememiz tavsiye edilir. Menen paket açtıktan sonraki 30 gün içinde kullanılır. Bir mendilli ki kez kullanılmayaz, etkililiği azalabilir ve çapaz bulamazı denememiz. Yanca suyu duşabilir. Gözde ayrı tahrihe neden olur. Gökme teması durumunda gözü birkaç dakika boyunca ılık suyla yıkayın ve kapatın. Yıkama devam ettirin. Gözde tahrihe rahatsızlık neden ederse, bir hekimle temasa. (indekiler: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN. Alerjik reaksiyona neden olabilir. Ürünün kullanımı sırasında tahriş, kızama veya başka hiper duyarlılık işaretleri belirdiyi takdirde, kullanımdan bırakınız ve bir hekimle banyorunuz.

**ÖNEMLER:** Etdien taze, gübzerini ve yüzünüzi koruyunuz. Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi iyi yıkayınız. İki kanyaklandıran, kvcıklamayan, aqk alevlerden ve sıtlan yüzlemlerden uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Kavayozu sıkca kapatınız. Ürünü gözüne atmayınız veya yanerula koruyuz şekilde öpme atınız.

**YAN ETİKLER:** Herhangi bir yan etikye istanlamayınız.

**ADIM ADIM KULLANIM:** Kavayozu ilk açınımda yıkandıktan talimatlarla uyunuz. Temizlemek istediğinyi yüzeyin tümünü iyiye ovalayınız ve kurutunaya bırakınız.

**ETKİ SPECTRUMU:**

Faaliyet*	Normlar*	Süreler (dakika)
Virüs öldürme	EN 14476 (HIV, HBV, HCV, HTN1, HSN1, bütün A tipi insan ve hayvan influenza virüsleri dahil Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus üzerinde test edilmiştir)	1
Bakteri öldürme	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Mantar öldürme	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkülidoz	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

\*Solüsyonla ilgili normlar. Testler kırily yüzeylerde yapılmıştır.

Mendillerin hafifletici etkisi (prEN 16615 yöntemi, 10'temiz) R>=4log vs S. aureus, E. hirae. R>=3log vs C. albicans, Paeruginosa.

**ÖNEMLİ BİLGİLER:** Tanıtım demoları dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sunulan bilgiler, kulanan talimatnamarı geçersiz kılar. Kulanan ürünüün önünğün kullanıma uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Şirketimiz, kulancılara ya da üçüncü şahıslara hıtalı kullanımların, talimatlarla uyumamsızdan, ürünüü önğünğün amaçları dışında veya belirlenmiş deđer sınırları dışında kullanımlarından doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

**ADDEC PROFESIONEL KULLANIM ÇI TASARLANMIŞTIR**

**RO – INDICAŢIE DE UTILIZARE:** **Şervețele îmbibate cu o soluție alcoolică dezinfectantă și detergent pentu dezinfectarea rapidă a suprafețelor mici a dispozitivelor medicale.**

**Amplasaj:** conține de 120 șervețele (13x19 cm).

**PRINCIPII ACTIVE:** 100 g de soluție dezinfectantă conține 34,4 g de etanol, 14 g de izopropanol, excipienți și parfum.

**CONTRAINDICAȚII:** Nicio contraindicație cunoscută.

**AVERTIZĂRI:** Se recomandă întotdeauna testarea produsului pe o zonă delimitată înainte de a-l folosi pe întreaga suprafață. Utilizați șervețelele în termen de 30 de zile de la deschiderea ambalajului. Nu reutilizați un șervețel, acest lucru ar putea duce la pierderea eficienței și contaminarea. Incrustații. Lichid și vapori inflamabili. Provocă o iritare gravă a ochilor. În caz de contact cu ochii, clătiți bine timp de câteva minute. Scoateți eventualele lentile de contact. Dacă acest lucru este necesar, continuați să clătiți. Dacă persistă iritația oculară, consultați un medic. Conține: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN. Poate provoca o reacție alergică. Dacă în timpul utilizării apar iritații, roșeață sau alte semne de hipersensibilitate, opriți utilizarea acestuia și consultați un medic. **PĂSTURĂRI:** Purtați mănuși, protecție pentru ochi și față. Spălați bine mâinile după utilizare. A se feri de căldură, scântei, flăcări deschise și suprafețe incinse. Fumatul interzis. **PRECAUȚIONNI** Incisiv ermetic. Evitați răspândirea produsului în mediu și mănâncă și nu înfomitate cu reglementările locale.

**REACȚII ADVERSE:** Nu se raportate efecte secundare.

**INSTRUCȚIUNI PENTU PĂS:** Păsi: Umiștrajele de mâi sau la prima deschidere a cutiei. Frecați cu grijă întreaga suprafață ce trebuie dezinfectată și lăsați-o să se usuce.

**SPECTRU DE ACȚIUNE:**

Activități*	Standarde*	Temp (minute)
Antivirale	EN 14476 (testare Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus, include HIV, HBV, HCV, HTN1, HSN1, toate virusurile gripale de tip A umane și animale)	1
Bactericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Fungicid	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberculozic	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

\* Norme care fac referință la soluție. Teste efectuate în condiții de murdărie.

Eficiențarea șervețelilor de a reduce bacteriile (Metoda prEN 16615, 10'kontakt): R>=4log vs S. aureus, E. hirae. R>=3log vs C. albicans, Paeruginosa.

**OSERVATII IMPORTANTE:** Eventualne informacii comunicate în orice mod, chiar și în timpul demonstratilor, nu reprezintă o deoseapă a instrucțiunilor de utilizare. Operatorul este obligat să a verifca dacă produsul este potrivit pentru aplicația prevăzută. Societatea nu este considerată responsabilă pentru daune, chiar și ale terților, care sunt o consecință a nerespectării instrucțiunilor sau a nerespectării aplicației și, în orice caz, în limitele valorii produselor furnizate.

**DOAR PENTRU UTILIZAREA PROFESIONALĂ**

**HR – UPUTE ZA UPORABU:** **Maramice napoleone alkoholom otapimom s dezinfekcijskim i deterđentskim svojstvima za brzu dezinfekciju malih površina medicinskih uređaja.**

**Pakiranje:** kutija sa 120 maramica (13 x 19 cm).

**DIJELATNE TVARI:** 100 g dezinfekcijske otopine sadrži 34,4 g etanolu, 14 g izopropanolu, pomoćne tvari i miris.

**KONTRAINDIKACIJE:** Nema poznatih kontraindikacija.

**UPOZORENJA:** Preporučuje se da se prije tretiranja cijele površine proizvod uvijek prvo testira na ograničenom području. Uporabite maramice u roku 30 dana od otvaranja pakiranja. Ne upotrebljavajte otopinu maramica, to bi moglo dovesti do gubitka učinkovitosti i kizne kontaminacije. Zapažljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje kože. U slučaju dodira s očima, opereno izopir vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktno leće ako ih nosite i ako se one jako ulognjavaju. Nastaviti ispiranje. Ako nadražaja oko ne prestaje, zatražite savjet/pomoć liječnika. Sadržaj: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN. Može izazvati alergijsku reakciju. Ako tijekom uporabe dođe do iritacije, ocrvenila ili drugih znakova proiesjetljivosti, prekinuti s uporabom i zatražiti savjet/pomoć liječnika.

**NUJEDE OPREZA:** Nositi zaštitne rukavice, zaštitu za oči i lice. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Čuvati dalje od izvora topline, isker, otvorenog plamena i vrućih površina. Ne pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Izbjegavati ispuštanje proizvoda u okoliš i odbaciti u skladu s lokalnim propisima.

**NUSPOLJAVE:** Nisu zabilježene nuspojave.

**UPUTE KORAK PO KORAK:** Sljedeće prethodno navedene upute pri prvom otvaranju kutije. Temeljito prebristite cijelu površinu koju je potrebno dezinficirati i ostavite da se osuši.

**NUSTAVI DIJELOVANA:**

Djelovanje*	Norme*	Vrijeme (minute)
Virucid	EN 14476 (testirano za Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, HTN1, sve humane i animalne viruse influence tipa A)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Fungicid	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulozid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

\*Norme koje se odnose na otopinu. Ispitivanja su provedena u prijavim uvjetima.

Účinkovitost maramica u očišćenju (Metoda prEN 16615, 10'kontakt): R > 4 Log nasipam S. aureus, E. hirae. R > 3 Log nasipam C. albicans, P. aeruginosa.

**VAŽNE NAPOMENE:** Eventualne informacije dobivene u bilo kojoj obliku, čak i tijekom prezentacija, ne znače opoziv uputa za uporabu. Rukovatelji je dužan provjeriti prikladnost proizvoda za predviđenu primjenu. Tvrtka se neće smatrati odgovornom za štetu, čak ni treće strane, koje su posljedica nepravilnog upućenja ili neprikladnosti primjene, a koje u svakom slučaju ne premažuju granice vijeknosti isporučениh proizvoda.

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPORABU**

**HU – HASZNÁLTAI UTÁSIJAZ:** **Alkoholos oldatba mártott, fertőtlenítő és illatanyagok orvosi eszközök kis felületeinek gyors fertőtlenítése.**

**Kiszékelés:** 120 kendővel tartalmazó doboz (13 x 19 cm).

**HATÁNYKÖR:** 100 g fertőtlenítő oldat 34,4 g etanol, 14 g izopropanol, excipienst és illatanyagokat tartalmaz.

**ÖNELVÁLLALATOK:** Nincs ismert ellenjavallat.

**MEGJEGYZÉSEK:** Ajánlatos a termék a felületen való alkalmazás előtt kis méretű területen kipróbálni. A kendőket 30 nappal a csomag felbontása után használja fel. Ne használja újra a kendőket, ez csökkentheti a hatékonykúszást és keresztferítésekhez okoz. Gyaklóan folyadékok és gőzök. Súlyos szemirritációt okoz. Ha szembe kerül, akkor le kell pereszteni bő vízzel mosta ki. Vesse ki az esetleges kontaktlencsét, ha nem azok gondot. Folyassa az oóligózet. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll, akkor keresse fel az orvosát. Tartalmaz: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN. Allergikus reakciót válthat ki. Ha a használat során irritáció, kivörösödés vagy egyéb hiperéketénység történik, akkor szakítsa meg a használatot és keresse fel az orvosát.

**ÖNTÉNYEZÉSEK:** Viseljen kesztyűt, szem- és arcvédelmet. Használat után gondosan mossza meg a kezét. Hőforrástól, száraz lángtól és felmelegített felületektől társza távol. Ne dohányozzon. A tartályokat társza zárja. Kenje át termék kibontása kezeltetését és a helyi normákkal megeleltetnie szálítsa el. **MELEGÍTŐTÁRSK:** Népességnek nem kell melegítőköt.

**UTASÍTÁSOK LEPSŐR:** Kövesse a fenti ábrákat a doboz első felnyitása előtt. Gondosan dörögje le az összes fertőtlenítőndő felületet és hagyja megszáradni.

**HATÁRSKÖR:**

Tevékenység*	Normák*	Idő (perc)
Virucid	EN 14476 (Poliovírusok, Adenovírusok, Parvovírusokon végzett tesztek, a HIV, HBV, HCV, HTN1, HSN1 vírusok is beleértve, az összes A típusú emberi és állati influenza vírus)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Fungicid	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberculozic	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

\*Az oldatosa vonatkozó normák. Szennyezett területen végzett tesztek.

A kéndők (prEN 16615 módszer, 10'kapcsolat) hatékonykúszaga: R>=4log vs S. aureus, E. hirae. R>=3log vs C. albicans, Paeruginosa.

**FONTOS MEGJEGYZÉSEK:** Az esetleges kontaktlencsét, a bennmaradt szem, nem jeltetni át, hogy el kell tetjen a használati utasításból. A kezelési elrendezés, hogy a termék az elől alkalmazásnál megelőzően a cőgy nem felől elyán kérték - akkor sem, ha harmadik fél által okozott -, amelyek az utasítások vagy használat megfigyelésénél nem tartása miatt következtenyeből fakadnak és egyébként is a szállítás termékét értékelék határára vannak.

**CSAK PROFESZIÓNALIS HASZNÁLATRA**

**SK – NÁVOD NA POUŽITIE:** **Obrúsky navličené v dezinfekčnom a čistacom alkoholovom roztoku pre rýchlu dezinfekciu povrchov lekárských prístrojov malých rozmerov.**

**Balenie:** nádobka obsahuje 120 obrúškov (13 x 19 cm).

**ÚČINNÉ LÁTKY:** 100 g dezinfekčného roztoku obsahuje 34,4 g etanolu, 14 g izopropanolu, pomocné látky a parfemáciu.

**KONTRAINDIKÁCIE:** Nie sú známe.

**UPOZORNENIA:** Odporúčame, aby ste výrobok vždy vyzkoušeli na ohraničenom mieste než ho aplikujete na celý povrch. Po otvorení balenia ubrošky spotřebuje do 30 dnů. Ubrošky nie sú určene na opakované použitie, pretože by už nemusely byť dostatočne účinné a mohly by dojsť ku křížovej kontaminácii. Hlavička kapalina a výpary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. V prípade kontaktu s očami si je niekoľko minút pečlivo vyplachujte vodou. Ak je to možné, prípadne vyberte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Pokiaľ podráždenie očí pretrváva, vyhláďte lekára. Obsahuje: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN. Může způsobit alergickou reakci. Ako počas použitia dojde k podráždeniu, zčervenaniu alebo iným javom precitlivenosti, prerušite používanie prípravku a poraďte sa s lekárom.

**PREVENTIVNE OPATĚNÍ:** Používejte ochranné rukavice a ochranu očí a tváře. Po použití si ruce důkladně umyjte. Uchovejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, isker, otevřeného ohně a zahřívajících povrchů. Nežehněte. Udržujte nádobku dobře uzavřenou. Neodhadzujte výrobek do volného prostředí a odstraňte ho s výše s místními právními předpisy.

**VEDLEŠÍ ÚČINKY:** Vedlejší účinky neboli zistené.

**POKYNY KROK ZA KROKOM:** Při prvom otvorení nádobky postupujte podľa výše uvedených ilustrácií. Starostlivo otrepte celý povrch, ktorý hodíte dezinfikovať, a nechte ho oschnúť.

**RÁMEČ PŮSOBENIA:**

Účinky*	Předpisy*	Doba (v minutách)
Virucidné účinky	EN 14476 (testovanie na poliovirus, adenovirus, parvovirus vrátane HIV, HBV, HCV, HTN1, HSN1, všetkých ľudských aj zvieracích chřipkových vírusov typu A)	1
Baktericídne účinky	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Fungicídne účinky	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberkulocídne účinky	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

\* Předpisy týkajúce sa roztoku. Testovanie vykonané v zmeštnom stave.

Účinnosť obrúškov pri dezinfekcii (Metóda prEN 16615, 10'kontakt): R>=4log vs S. aureus, E. hirae. R>=3log vs C. albicans, P.aeruginosa.



